



PDM - ROPA QUIRÚRGICA DE MÉXICO | CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026 |

PDM - Ropa Quirúrgica de México

*Catálogo especializado para hospitales, clínicas, distribuidores y proyectos médicos en México,
con atención directa y cotización rápida.*

AdminPDM
ventas@pdmropaquirurgicamexico.com.mx



Tabla de contenido

BATA QUIRURGICA DESECHABLE.....	4
PAQUETE CIRUGIA MAYOR.....	5
PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL.....	6
PAQUETE CIRUGIA BASICO.....	7
PAQUETE DE CESARIA Y CIRUGIA GENERAL.....	8
PAQUETE DE PARTO BASICO.....	9
PAQUETE DE PARTO INTEGRAL.....	10
PAQUETE PARA LAPARASCOPIA.....	11
PAQUETE PARA CIRUGIA OFTALMICA.....	12
PAQUETE DE OFTAMOLOGIA INTEGRAL.....	13
PAQUETE DE CIRUGIA DE CADERA.....	14
PAQUETE ARTROSCOPIA RODILLA.....	15
CAMPO HENDIDO PARA OFTAMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS MENORES.....	16
CAMPO HENDIDO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA ANESTEOLOGIA Y OTROS.....	16
BOTA QUIRURGICA SIN PLANTILLA PAQUETE 25 PARES.....	17
GORRO PARA CIRUJANO PAQUETE CON 100 PIEZAS.....	18
GORRO O COFIA PAQUETE DE 100 PIEZAS.....	18
CUBREZAPATO CON ANTIDERRAPANTE PAQUETE DE 50 PARES.....	19
CUBREZAPATO SIN ANTIDERRAPANTE PAQUETE DE 50 PIEZAS.....	19
UNIFORME QUIRURGICO (FILIPINA Y PANTALON).....	20
TRAJE QUIRURGICO (FILIPINA, PANTALON, GORRO, CUBREBOCAS Y BOTA).....	21
CUBREBOCAS SENCILLO PAQUETE DE 100 PIEZAS.....	22
CUBREBOCAS TRICAPA TERMISELLADO PAQUETE DE 50 PIEZAS.....	23
SABANAS Y CAMPOS DE DIVERSAS MEDIDAS.....	24

FABRICANTES DE ROPA QUIRURGICA DESECHABLE



QUIENESSOMOS.

Somos una empresa 100% mexicana, especializada en la fabricación de ropa quirúrgica desechable para hospitales, con una vasta experiencia de más de 20 años en el mercado.

Email: ventas@pdmropaquirurgicamexico.com.mx | TELEFONO OFICINA: 449-318-1259

| WHATSAPP: 449-591-1410

Página 2|24



Tiempo donde hemos tenido la oportunidad de surtir a hospitales de gobierno en todo el país, como lo son:

- ✓ ISSSTE
- ✓ IMSS
- ✓ SEDENA
- ✓ ISEMIN
- ✓ MARINA
- ✓ PEMEX
- ✓ HOSPITALES PARTICULARES.

Nos especializamos en la fabricación de “EQUIPOS QUIRURGICOS DE ALTA ESPECIALIDAD” COMO:

- ✓ ARTOSCOPIA DE RODILLA Y CADERA
- ✓ ARTROSCOPIA DE HOMBRO, CABEZA Y CUELLO
- ✓ OFTALMOLOGIA Y EXTREMIDADES
- ✓ LAPAROSCOPIA
- ✓ LAPAROTOMIA

PAQUETES INTEGRALES DE GINECOLOGIA O CUALQUIER ESPECIALIDAD

TAMBIEN FABRICAMOS CUALQUIER ARTICULO DE CUABRO BASICO EN ROPA DESECHABLE CLABES 060.

El servicio que ofrecemos esta soportado por dos ejes rectores: CALIDAD Y CONFORT, ya que nuestros productos se fabrican bajo los estándares más altos de calidad a precios competitivos.

Con el objetivo principal de crear vínculos comerciales sólidos para que la satisfacción de nuestros clientes sea garantizada; con un dinamismo comercial que nos llevará a posicionarnos dentro del mercado como una empresa líder.

Contamos con un gran capital humano, desde la producción del producto y en las áreas comerciales y administrativas, con la capacidad de brindarle el mejor trato. Es por ello que nuestra empresa se distingue por su calidez y atención.



BATA QUIRURGICA DESECHABLE

DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS 35 G/M² IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTETICA DESECHABLE PUÑOS AJUSTABLES DE ALGODON, 4 CINTAS DE AMARRE EMPAQUE EN BOLSA PAPEL GRADO MEDICO.





PAQUETE CIRUGIA MAYOR

Contenido:

- -3 batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, con refuerzos en mangas y pecho, talla grande.
- -3 toallas absorbentes.
- -1 funda para mesa de mayo, de 50± 10cm x 140± 10cm.
- -4 campos sencillos de 90 ± 10cm x 90 ± 10cm.
- -1 sabana superior de 150 ± 10cm x 190 ± 10cm.
- -1 sabana inferior de 170 ± 10cm x 190 ± 10cm.
- -1 sabana hendida de 180 ± 10cm x 240 ± 10cm fenestrado de 10cm x 30cm con refuerzo absorbente y cinta adhesiva.
- -1 cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10cm x 150 ± 10cm.
- -3 batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables.
- 2 batas con refuerzos en mangas y pecho, talla grande.
- -2 toallas absorbentes.
- -1 funda para mesa de mayo, de 50± 10cm x 140± 10cm.
- -2 campos sencillos de 90 ± 10cm x 90 ± 10cm.
- -1 sabana superior de 150 ± 10cm x 190 ± 10cm.
- -1 sabana inferior de 170 ± 10cm x 190 ± 10cm.
- -1 cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10cm x 150 ± 10cm.





PAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL

Contenido:

- -3 batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, con refuerzos en mangas y pecho, talla grande.
- 1 bata para instrumentista
- -4 toallas absorbentes,
- -1 funda para mesa de mayo, de $50 \pm 10\text{cm} \times 140 \pm 10\text{cm}$
- -4 campos sencillos de $90 \pm 10\text{cm} \times 90 \pm 10\text{cm}$,
- -1 sabana superior de $150 \pm 10\text{cm} \times 190 \pm 10\text{cm}$,
- -1 sabana inferior de $170 \pm 10\text{cm} \times 190 \pm 10\text{cm}$,
- -1 sabana lateral de $1.20 \times 1.90 + -10\text{cm}$
- -1 sabana hendida de $180 \pm 10\text{cm} \times 240 \pm 10\text{cm}$ fenestrado de $10\text{cm} \times 30\text{cm}$ con refuerzo absorbente, cinta adhesiva ,
- -1 cubierta para mesa de riñón de $240 \pm 10\text{cm} \times 150 \pm 10\text{cm}$





PAQUETE CIRUGIA BASICO

Contenido:

- Batas para cirujano refuerzo en mangas y pecho, con puños ajustables, talla grande.
- 1 Bata quirúrgica para instrumentista puños ajustables, talla mediano.
- 4 Campos sencillos de 90 +/- 10 cm x 90 +/- 10 cm.
- 1 Sabana superior de 150 +/- 10 cm x 190 +/- 10 cm.
- 1 Sabana inferior de 170 +/- 10 cm x 190 +/- 10 cm.
- 1 Cubierta para mesa de riñón de 240 +/- 10 cm x 150 +/-10 cm.
- 1 Funda para mesa de mayo 60 +/- 10 cm x 140 +/- 10 cm.
- 4 Toallas absorbentes de 40 +/- 10 cm x 40 +/- 10 cm.



PAQUETE DE CESARIA Y CIRUGIA GENERAL

Contenido:

- -3 batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables refuerzos en mangas y pecho talla grande.
- -1 bata de instrumentista.
- -3 toallas absorbentes.
- -1 funda para mesa de mayo, de $50 \pm 10\text{cm}$ x $140 \pm 10\text{cm}$.
- -6 campos sencillos de $90 \pm 10\text{cm}$ x $90 \pm 10\text{cm}$.
- -1 sabana superior de $150 \pm 10\text{cm}$ x $190 \pm 10\text{cm}$.
- -1 sabana hendida de $180 \pm 10\text{cm}$ x $240 \pm 10\text{cm}$ fenestrado de 10cm x 30cm con cinta adhesiva.
- -1 cubierta para mesa de riñón de $240 \pm 10\text{cm}$ x $150 \pm 10\text{cm}$.






PAQUETE DE PARTO BASICO

Contenido:

- -2 batas de cirujano con refuerzo.
- -2 toallas absorbentes.
- -1 par de piñerita de 60 x 1.20 + -10cm.
- -4 campos de 90 x 90cm +-10cm.
- -1 cubierta mesa de riñón de 1.50 x 2.40 + -10cm.





PAQUETE DE PARTO INTEGRAL

Contenido:

- 1 bata de cirujano con toalla 1 funda mesa de mayo
- 1 cubierta laminada
- 30 gasas con trama 10x10 cm 1 compresa con trama
- 4 campos 56x60
- 1 campo para recibir producto 1 charola 16 oz
- 1 charola 32 oz
- 1 charola 5 lts
- 1 pinsa unvilical 1 gorro para bebe
- 1 plumon
- 1 perrilla






PAQUETE PARA LAPARASCOPIA

Contenido:

- 3 batas quirúrgicas desechables 3 toallas
- 1 sabana de especialidad hendida 180x230 4 campos quirúrgicos con adhesivo 80x80 1 campo quirúrgico para envolver 80x80
- 1 capelina quirúrgica 90x100
- 1 sabana mesa de riñon con refuerzo 150x230 1 funda mesa de mayo 60x140
- bolsa para sutura






PAQUETE PARA CIRUGIA OFTALMICA

Contenido:

- batas para cirujano con toalla 5 gasas
- campo ipoalergenico 10 x 12
- campos sencillos de 90 x 90
- 1 sabana mesa de riñon de 1.50 x 2.40
- 1 campo oftamologico con fenestracion circular refuerzo y bolsas recolectoras de fluidos
- 1 jeringa para insulina 1 jeringa de 3ml
- 1 jeringa de 5ml





PAQUETE DE OFTAMOLOGIA INTEGRAL

Contenido:

- 2 batas para cirujano c/refuerzo 2 toallas para secado de manos 10 gasas 10x10cm
- 1 bolsa con adhesivo para suturas 6 hisopos de plástico e
- 2 recipientes con taparosca
- 1 campo de especialidad con bolsas recolectoras dfe fluidos 1 aguja amarilla
- 1 aguja gris
- 3 JERINGAS UNA 1ML, 3ML Y 5 ML
- 1 CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON






PAQUETE DE CIRUGIA DE CADERA

Contenido:

- 1 sabana en U 200 x 260
- sabana lateral con adhesivo 150 x 240 1 sabana con adhesivo 150 x 200
- sabana lateral con adhesivo 75 x 90
- cubierta de mesa instrumentos 150 x 200
- batas con refuerzoz 2 toallas 40 x 40
- piñnera 60 x 120
- 1 funda de mayo 60 x 12
- 1 estoquinete impermeable 1cinta coheciva 5cm x 4.5 ml





PAQUETE ARTROSCOPIA RODILLA

Contenido:

- 3 batas quirúrgicas con refuerzo 2 toallas
- 1 sabana de especialidad hendida de 2.0 x 3.0 hendidura circular y elástica con bolsa triangular para fluidos y válvula de drenado con porta cables
- 4 campos quirúrgicos 80x80
- 1 campo quirúrgico para envolver 80x80 1 bolsa de sutura
- 1 venda elástica cohesiva de auto adherible de 5cm x4.5m 1 sabana en u con refuerzo repelente a fluidos con adhesivo
- 1 estoquinete impermeable
- 1 cubierta mesa de riñón 1.50 x 2.40 + -10cm





CAMPO HENDIDO PARA OFTAMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS MENORES


- 1 sabana de 120 x 200 con bolsas recolectoras de fluidos y adhesivo estéril



CAMPO HENDIDO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA ANESTESIOLOGIA Y OTROS

Los campos pueden ser frenestrados (opcional), el frenestrado puede ser circular o rectangular

- Campo de 90 x 90
- Campo de 70 x 70
- Campo de 50 x 70
- Campo de 45 x 45





BOTA QUIRURGICA SIN PLANTILLA PAQUETE 25 PARES

CONTENIDO BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% de polipropileno,
Tipo SMS, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas sujeción.





GORRO PARA CIRUJANO PAQUETE CON 100 PIEZAS

Gorro de tela no tejida 100% polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática y resistente a la tensión con cintas de ajuste en el extremo distal.



GORRO O COFIA PAQUETE DE 100 PIEZAS

Gorro de tela no tejida 100% polipropileno impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática y resistente a la tensión con elástico en el contorno de la cara



CUBREZAPATO CON ANTIDERRAPANTE PAQUETE DE 50 PARES

En polipropileno con antiderrapante ofrece una combinación de características que ayudan a mantener la higiene y la seguridad y la integridad de los productos y procesos en diversos entornos.
Unitalla-reforzado-alta calidad-sellado con ultrasonido.



CUBREZAPATO SIN ANTIDERRAPANTE PAQUETE DE 50 PIEZAS

De polipropileno que ofrece una combinación de características que ayudan a mantener la higiene y la seguridad y la integridad de los productos y procesos en diversos entornos
Unitalla-reforzado-alta calidad-sellado con ultrasonido



UNIFORME QUIRURGICO (FILIPINA Y PANTALON)

De tela no tejida 100% polipropileno impermeable a la penetración de líquidos y fluidos el cual brinda el máximo confort e imagen profesional, en el campo de acción este uniforme es utilizado en las cirugías con barreras para las bacterias, sangre y otros fluidos, filipina de ancho 80 x 75, pantalón cintura 60 +-10 largo 120 +-10.



TRAJE QUIRURGICO (FILIPINA, PANTALON, GORRO, CUBREBOCAS Y BOTA)

De tela no tejida 100% polipropileno impermeable a la penetración de líquidos y fluidos el cual brinda el máximo confort e imagen profesional, en el campo de acción este uniforme es utilizado en las cirugías con barreras para las bacterias, sangre y otros fluidos, filipina de ancho 80 x 75, pantalón cintura 60 +-10 largo 120 +-10.



CUBREBOCAS SENCILLO PAQUETE DE 100 PIEZAS

De tela no tejida 100% polipropileno impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática y resistente en uso normal elaborado de una a dos capas cosido entorchado con elástico



CUBREBOCAS TRICAPA TERMISELLADO PAQUETE DE 50 PIEZAS

De tela no tejida 100% polipropileno cubre boca tricapa ideal para la protección de boca y nariz. Este cubre bocas cuenta con la mínima flexible para ajuste en tabique nasal, con filtración bacteriana del 99% repelente a líquidos y fluidos con elástico redondo



SABANAS Y CAMPOS DE DIVERSAS MEDIDAS

La sabana se puede manejar de la medida que sea deseada y ponerle elástico Medidas: 90x180-1.20x190-1.40x1.90-1.60x1.90-1.80x2.20