



FICHA TÉCNICA

CUBREBOCAS TRICAPA TERMISELLADO

PAQUETE DE 50 PIEZAS

PDM – PDM QUIRÚRGICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Protección médica profesional de alta calidad

Producto	Cubre bocas Tricapa Termisellado
Presentación	Paquete con 50 piezas
Marca	PDM
Uso recomendado	Protección de boca y nariz
Material principal	Tela no tejida 100% polipropileno
Color	Azul quirúrgico
Tipo de ajuste	Elástico redondo y ajuste nasal flexible
Nivel de filtración	99% filtración bacteriana

DESCRIPCIÓN GENERAL

El cubrebocas tricapa termisellado PDM está diseñado para brindar protección eficiente en ambientes médicos, hospitalarios, industriales y de uso general. Fabricado con tela no tejida 100% polipropileno, ofrece alta resistencia, comodidad y seguridad durante jornadas prolongadas.

Cuenta con tecnología tricapa y termisellado de alta precisión que ayuda a mejorar la resistencia estructural del producto y su capacidad de filtración.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Tela no tejida 100% polipropileno
- ✓ Diseño tricapa de alta protección
- ✓ Filtración bacteriana del 99%
- ✓ Repelente a líquidos y fluidos
- ✓ Ajuste nasal flexible
- ✓ Elástico redondo resistente y cómodo
- ✓ Material ligero y transpirable
- ✓ Uso médico, hospitalario e industrial
- ✓ Producto desechable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Concepto	Especificación
Tipo de producto	Cubrebocas tricapa termisellado
Material	Polipropileno no tejido
Construcción	Tricapa
Método de unión	Termisellado
Filtración bacteriana	99%
Resistencia a fluidos	Sí
Ajuste nasal	Flexible integrado
Sistema de sujeción	Elástico redondo
Esterilización	No estéril
Tipo de uso	Desechable
Presentación comercial	Bolsa con 50 piezas

APLICACIONES

- Hospitales
- Clínicas
- Consultorios médicos

- Laboratorios
 - Industria alimenticia
 - Industria farmacéutica
 - Áreas de atención al público
 - Uso preventivo general
-

BENEFICIOS

Mayor protección

El diseño tricapa ayuda a minimizar la exposición a partículas y fluidos.

Comodidad prolongada

Su estructura ligera y transpirable permite un uso cómodo durante largos periodos.

Ajuste ergonómico

La banda nasal flexible mejora el sellado y adaptación al rostro.

Imagen profesional

Ideal para personal médico y entornos institucionales.

RECOMENDACIONES DE USO

1. Lavar o desinfectar las manos antes de manipular el producto.
 2. Colocar cubriendo completamente nariz y boca.
 3. Ajustar la banda nasal para un mejor sellado.
 4. Desechar después de su uso.
 5. No reutilizar si presenta humedad o contaminación.
-