



PAQUETE CIRUGIA BASICO

Contenido:

Batas para cirujano refuerzo en mangas y pecho, con puños ajustables, talla grande.

1 Bata quirúrgica para instrumentista puños ajustables, talla mediano.

4 Campos sencillos de 90 +/- 10 cm x 90 +/- 10 cm.

1 Sabana superior de 150 +/- 10 cm x 190 +/- 10 cm.

1 Sabana inferior de 170 +/- 10 cm x 190 +/- 10 cm.

1 Cubierta para mesa de riñón de 240 +/- 10 cm x 150 +/-10 cm.

1 Funda para mesa de mayo 60 +/- 10 cm x 140 +/- 10 cm.

4 Toallas absorbentes de 40 +/- 10 cm x 40 +/- 10 cm.

