



PAQUETE CIRUGIA MAYOR

Contenido:

- 3 batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, con refuerzos en mangas y pecho, talla grande.
- 3 toallas absorbentes.
- 1 funda para mesa de mayo, de $50 \pm 10\text{cm} \times 140 \pm 10\text{cm}$.
- 4 campos sencillos de $90 \pm 10\text{cm} \times 90 \pm 10\text{cm}$.
- 1 sabana superior de $150 \pm 10\text{cm} \times 190 \pm 10\text{cm}$.
- 1 sabana inferior de $170 \pm 10\text{cm} \times 190 \pm 10\text{cm}$.
- 1 sabana hendida de $180 \pm 10\text{cm} \times 240 \pm 10\text{cm}$ fenestrado de $10\text{cm} \times 30\text{cm}$ con refuerzo absorbente y cinta adhesiva.
- 1 cubierta para mesa de riñón de $240 \pm 10\text{cm} \times 150 \pm 10\text{cm}$.
- 3 batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables.

